

# HI 3810

## Estojo de Testes para Oxigénio Dissolvido



www.hannacom.pt

Estimado cliente,

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o Estojo de Testes químicos. Este manual fornece-lhe a informação necessária para o correcto uso do estojo.

Retire o estojo de testes químicos da embalagem e examine-o cuidadosamente de modo a assegurar-se que não ocorreram danos durante o transporte. Em caso de verificar danos, notifique o revendedor.

Cada estojo é fornecido com:

- Solução de Sulfato Manganoso, 1 frasco com conta-gotas (30 mL);
- Reagente Alkali-Azide, 1 frasco com conta-gotas (30 mL);
- Solução Ácido Sulfúrico, 2 frascos com conta-gotas (60 mL);
- Indicador Starch, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);
- Solução de Reagente Titulador HI3810-0, 1 frasco (120 mL);
- 1 frasco de vidro com vedante;
- 1 copo graduado (10 mL);
- 1 seringa calibrada.

**Nota:** Qualquer item defeituoso deve ser devolvido nas suas embalagens originais com os acessórios fornecidos.

### ESPECIFICAÇÕES

Gama	0 a 10 mg/L (ppm) O <sub>2</sub>
Incremento Menor	0.1 mg/L (ppm) O <sub>2</sub>
Método de Análise	Azide Modification Titration
Tamanho da Amostra	5 mL
Número de Testes	110 (médias)
Dimensões do Corpo	260x120x60 mm
Peso de Transporte	910 g

### SIGNIFICADO E USO

A concentração de oxigénio dissolvido na água é extremamente importante na natureza assim como no ambiente do homem. Nos oceanos, lagos, rios e outras superfícies de água, o oxigénio dissolvido é essencial para o crescimento e desenvolvimento da vida aquática. Sem oxigénio, a água pode-se tornar tóxica devido à decadência da matéria orgânica. No ambiente do Homem, a água deve conter pelo menos 2 mg/L de oxigénio de modo a proteger da corrosão os canos de água. No entanto, a água de sistemas de caldeiras, em muitos casos não pode conter mais do que 10 mg/L de oxigénio.

O Estojo de Testes para Oxigénio Dissolvido da Hanna pode determinar a concentração de oxigénio na água rapidamente e de um modo fácil. O estojo é portátil e pode ser utilizado em campo assim como em laboratório.

**Nota:** mg/L é equivalente a ppm (partes por milhão).

### REACÇÃO QUÍMICA

É utilizado um método Winkler modificado. Os iões manganosos reagem com o oxigénio na presença de hidróxido de potássio formando um precipitado de óxido de manganês (Passo 1). Está presente um *azide* para evitar qualquer interferência de iões de nitrito no teste. Para além do ácido, o hidróxido de óxido de manganês oxida o iodeto para iodo (Passo 2). Uma vez que a quantidade de iodo gerada é equivalente ao oxigénio na amostra, a concentração de iodo é calculada por titulação de iões de *thiosulfate* que reduzem o iodo à forma de iões de iodeto.

Passo 1:  $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$


Passo 2:  $\text{MnO}(\text{OH})_2 + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

Passo 3:  $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$


### INSTRUÇÕES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O ESTOJO DE TESTES. VEJA A PÁGINA ATRÁS PARA O PROCEDIMENTO ILUSTRADO


- Enxágue o frasco de vidro 3 vezes com água da amostra e encha até extravazar. Coloque o vedante e assegure-se que uma pequena parte da amostra é derramada.



- Retire o vedante e adicione 5 gotas de Solução de Sulfato Manganoso e de Reagente Alkali-Azide.




- Adicione mais amostra de modo a encher completamente o frasco. Cuidadosamente vede o frasco e assegure-se que uma parte da amostra é derramada. Isto é para assegurar-se que não ficam presas bolhas de ar dentro do frasco, o que poderia corromper a leitura.



- Inverta o frasco várias vezes. A amostra torna-se laranja-amarela e se estiver presente oxigénio formar-se-á um precipitado floculento.

- Deixe a amostra descansar e o precipitado floculento começará a assentar.

- Após aproximadamente 2 minutos, quando a parte superior do frasco se torna límpida, adicione 10 gotas de Solução Ácido Sulfúrico.




- Volte a vedar o frasco e inverta até que todo o material particulado esteja dissolvido. A amostra está pronta para a medição quando está amarela e completamente límpida.

- Retire a tampa do copo graduado pequeno. Enxague-o com a solução no frasco, encha-o até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.




- Através do orifício da tampa, adicione 1 gota de indicador Starch agitando lentamente em círculos para misturar. A solução torna-se violeta a azul.




- Empurre e rode a extremidade da pipeta na extremidade pontiaguda da seringa assegurando um bom encaixe. Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa. Insira a sua extremidade em Solução Tituladora HI 3810-0 e puxe o êmbolo para fora até que o vedante esteja na marca 0 mL da seringa.

- Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a gota a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota. Continue a adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico muda de azul para incolor.



 x 10 = mg/L O<sub>2</sub>

- Leia os mililitros de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 10 para obter oxigénio em mg/L (ppm).
- Se os resultados são inferiores a 5 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte modo: Adicione uma quantidade de amostra não usada do frasco de vidro até à marca de 10 mL do copo plástico.



- Prosiga com o teste como descrito anteriormente e multiplique os valores na escala da seringa por 5 para obter oxigénio em mg/L na amostra.

 x 5 = mg/L O<sub>2</sub>

### REFERÊNCIAS

1987 Annual Book of ASTM Standard, Volume 11.01 Water (1), páginas 629-638.

Official Methods of Analysis, A.O.A.C., 14ª Edição, 1984, páginas 620-621.

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16ª Edição, 1985.

### SAÚDE E SEGURANÇA


Os químicos contidos neste estojo de testes podem ser prejudiciais se manuseados incorrectamente. Leia a Ficha de Segurança antes de efectuar os testes.

enxaguar x 3


1




2



3




4




5 mL de amostra


5



6



7



8

